

Cardiodesfibriladores Manuales Monofásicos con Registro y Oximetría Modulares Opcionales



C-12B **Monitor de ECG y desfibrilador**

Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008.
2 años de garantía.



C-12R **Monitor de ECG y desfibrilador con registro gráfico**

Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Registro gráfico de ECG con almacenamiento y registro de eventos y reportes de desfibrilación.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008.
2 años de garantía.



C-12S **Monitor de ECG y desfibrilador con SpO2**

Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Monitor de SpO2.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008, ACBCI3044.
2 años de garantía.



C-12RS **Monitor de ECG y desfibrilador con registro gráfico y SpO2**

Unidad portátil que incluye:
Monitor de ECG de tres derivaciones.
Monitor de SpO2. Registro gráfico de ECG con almacenamiento y registro de eventos y reportes de desfibrilación.
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008, ACBCI3044.
2 años de garantía.



AC0001

Cable de alimentación de red

Cable para la conexión del equipo a la red de alimentación de corriente alterna y recarga de la batería interna. Ficha para la República Argentina. Longitud: 1,8 m.



AC0005

Cable de alimentación 12 Vcc

Cable para la conexión del equipo a una red de alimentación de 12Vcc. Permite alimentar la unidad en forma externa sin consumir la carga de la batería interna. Longitud: 1,5 m.



AC0008

Paletas para desfibrilación externas adulto

Paletas para desfibrilación externa, para adulto. Con pulsadores para control de carga y registro gráfico.



AC0009

Adaptador pediátrico C-12

Adaptador pediátrico. Para ser colocado sobre paleta de desfibrilación externa.



AC0011

Cable prolongación SpO2 genérico

Cable prolongador para medición de saturación de oxígeno. Compatible BCI. Longitud: 1,5 m



AC0015

Funda para transporte

Funda para protección del equipo durante traslados y emergencias. Con correa, tiras reflectivas y bolsillo para almacenar accesorios.



AC0022

Cable paciente ECG


Cable de paciente de tres terminales para monitorización de tres derivaciones de ECG. Con puntas intercambiables. Longitud: 3,6 m.



AC0026

Mangos de paletas para desfibrilación interna C-12

Juego de mangos para electrodos de desfibrilación interna C-12, para uso adulto, pediátrico y neonatal. Longitud: 2,4m.



AC0027 / AC0028 / AC0029

Electrodos para desfibrilación interna

Juegos de electrodos extraíbles, para desfibrilación interna adultos (AC0027), pediátricos (AC0028) y neonatales (AC0029)



ACBCI3044

Sensor SpO2 dedo adulto

Sensor para la medición de saturación de oxígeno, para dedo, adulto.