

SCHILLER ERG 911 BP/LS

Ergómetro especializado para pruebas de esfuerzo y ecocardiografía

El ERG 911 BP/LS se basa en el ergómetro de seguridad de banco /semi-sillón ERG 911BP/L. Asimismo, el banco puede girarse hacia la izquierda hasta 45°.

Por consiguiente, es ideal para obtener imágenes de ultrasonidos de alta calidad.

La correa para la cintura y el estable soporte para los hombros proporciona seguridad al paciente, así como una posición cómoda cuando se gira el banco. Además de utilizarse para exámenes especializados como pruebas para disfunción cardiovascular, pruebas de esfuerzo después de un infarto o de cirugía de by-pass, y ergometría de esfuerzo especializada como pruebas de cateterismo cardiaco, el ergómetro puede utilizarse por supuesto como un ergómetro ordinario de banco/semi-sillón.

La utilización del banco para ecocardiografía de esfuerzo también está recomendado para el examen de pacientes mayores y discapacitados.

SCHILLER ERG 911 BP/LS

Características clave:

- La pendiente (0-45°), el sillín y el reposacabezas son infinitamente ajustables con un mando a distancia
- Giro adicional del banco hasta 45° a la izquierda para exploraciones de ultrasonidos.
- Elevada precisión de carga
- Cabezal de medición giratorio
- Mediciones con programa de PC o unidad de ECG/ergoespiometría mediante la interfaz RS-232 o USB
- Sensación de pedaleo agradable
- Transmisión prácticamente silenciosa, incluso a velocidad elevada
- Construcción estable en acero para un peso máximo de 160 kg

Ventajas:

- Elevada durabilidad gracias a su excepcional calidad
- Correa ajustable para la cintura
- Transmisión libre de mantenimiento
- Reposabrazos para mediciones de la presión arterial
- Facilidad de acceso y montaje
- Programación sencilla de los parámetros de ergometría y límites de alarma