

xr50

xr50 es un nuevo producto realizado con un concepto innovador y que una vez más supera los trends y los standards del mercado.

El económico ergómetro para el ECG de esfuerzo. Este ergómetro presenta protocolos de ergometría definibles e interfaces universales (digital, arranque a distancia) para realizar la conexión a los principales registradores de ECG y ECG para PC.

Características Técnicas

Unidad de carga

Freno	freno de Foucault, controlado por microprocesador
Carga.....	6 -400 Watt, independiente de la velocidad
Precisión.....	de acuerdo con DIN VDE 0750-238
Intervalo velocidad	30 -130 U/min.
Regulación manillar	inclinación 360°
Regulación altura silla.....	mecánica
Peso paciente	máx. 160 Kg

Unidad de control

Display/display paciente.....	giros al minuto, velocidad, tiempo, frecuencia cardíaca (LCD)/rpm (LED)
Teclado	teclado a membrana

Programa Stress Test

Definido por el usuario.....	10
Programas predefinidos.....	5
Variación manual de la carga.....	estándar

Control

Digital (RS-232)	estándar
control remoto	estándar

Varios

Dimensiones (L x W x H).....	90 cm x 46 cm x 133 cm
Peso.....	58 kg
Alimentación eléctrica.....	90-265 V /50-60 Hz /60 VA máx.

xr50

