



## PolyWatch Sleep Screener YH-600 pro

El diseño de reloj permite que se realice la diagnosis no sólo en hospital sino también en casa. El software le ofrece un personalizado reporte.

family cares



# PolyWatch

## Sleep Screener YH-600 pro

### Fácil de usar

Diseño de reloj, con peso ligero, le proporciona la facilidad de uso. OLED a color y la visualización de onda en tiempo real le ayudará a conocer su evento a tiempo. HomeCare portable diagnóstico equipo, le ofrece la conveniencia máxima.




### Detección de CSA (PolyWatch YH-600B Pro)


Detección de movimientos de abdomen y de tórax para detectar CSA e identificación estado dormido/desperto automático a través del movimiento de la muñeca.

Modelo del producto	SpO <sub>2</sub>	Pulso	Flujo de Aire	Ronquido	Movimiento de muñeca	Presión CPAP	Posición del Cuerpo	Esfuerzo Torácico y Abdominal
YH-600A Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
YH-600B Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


## Poderoso software y conciso reporte



La forma de onda



eventos



Resultado Diagnóstico

## BMC Medical Co., Ltd.

Add: 5/F Main Building, No.19 Gucheng Street West,  
Shijingshan, Beijing 100043, China

Tel: +86-10-51663880

Fax: +86-10-51663880 ext.810

www.bmc-medical.com



Note: specifications subject to change without prior notice.