

# Sprint™ & Stroller®

Oxígeno Líquido Portátil

## La libertad de movimiento que necesita

Las elegantes y ligeras unidades portátiles de oxígeno líquido de CAIRE, Inc. proporcionan a los pacientes ambulatorios con terapia de oxígeno un sistema fácil de usar y libre de preocupaciones que se ajusta fácilmente al contorno de su cuerpo.

Las unidades Stroller y Sprint están diseñadas para maximizar la comodidad y la seguridad de los pacientes. Los pacientes pueden leer sin problemas el medidor LED y llevar a cabo ellos mismos rápidas operaciones de llenado. La cómoda correa de fácil agarre permite transportarlo en la mano o en el hombro y se puede quitar para su limpieza.

Los modelos Stroller y Sprint están disponibles con todos los conectores habituales, para permitir el uso de su inventario existente de sistemas de líquido.



## Características

- Ultraligero
  - Sprint: 2,7 kg; Stroller: 3,6 kg
- Horas aproximadas de funcionamiento a 2 LPM
  - Sprint: 4 horas; Stroller: 8 horas
- Medidor LED fácil de leer
- Configuraciones de llenado lateral o superior
- Mayor facilidad de movimiento



Información de contacto CAIRE:  
Teléfono: +49 2027395540

[www.caireinc.com](http://www.caireinc.com)

VEA LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondientes para obtener instrucciones sobre el producto, contraindicaciones, advertencias, precauciones y detalles de información de seguridad.

© 2019 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados

ML-LOX0014-3 C

# Sprint™ y Stroller®

Oxígeno Líquido Portatil

## Specifiche prodotto

Sprint™		Stroller®	
Capacidad de LOX	0,68 kg	Capacidad de LOX	1,36 kg
Capacidad gaseosa equivalente	513 L	Capacidad gaseosa equivalente	1026 L
Peso, vacío	2,04 kg	Peso, vacío	2,27 kg
Peso, lleno	2,72 kg	Peso, lleno	3,63 kg
Altura	298 mm	Altura	343 mm
Tiempo de uso típico a 2 LPM	4,3 horas	Tiempo de uso típico a 2 LPM	8 horas
Presión de funcionamiento	20 psi (137 kPA)	Presión de funcionamiento	20 psi (137 kPA)
Tasa de evaporación normal	0,57 kg/ día	Tasa de evaporación normal	0,57 kg/ día
Rango de control de flujo estándar	Apagado, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 LPM	Rango de control de flujo estándar	Apagado, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 LPM



## Información de pedidos

Descripción	Número de catálogo
Sprint SF (llenado lateral)	15103150
Sprint TF (llenado superior)	10956671
Stroller SF (llenado lateral) LED	10845200
Stroller TF (llenado superior) LED	10956680
Stroller TF (llenado superior) LED carcasa blanda	14768264
Stroller SF (llenado lateral) Scale	14909784
Stroller TF (llenado superior) Scale	12993791
Stroller TF (llenado superior) Scale carcasa blanda	14765549

\* Los números de catálogo reflejan los números de componente en inglés de EE.UU. Para ver los números de componentes específicos de idiomas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



Información de contacto CAIRE:  
Teléfono: +49 2027395540

[www.caireinc.com](http://www.caireinc.com)

VEA LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondientes para obtener instrucciones sobre el producto, contraindicaciones, advertencias, precauciones y detalles de información de seguridad.

© 2019 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados

ML-LOX0014-3 C