

CARDIOVIT AT-102 G2

Sencillo, inteligente y de tecnología avanzada



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

El ECG de nueva generación
CARDIOVIT AT-102 G2:

- ∴ Robusto y fiable para hospitales y consultas
- ∴ Rápida comunicación Wi-Fi bidireccional con HIS/EMR
- ∴ La mejor calidad de señal y los mejores algoritmos de diagnóstico para pacientes adultos y pediátricos



TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD AVANZADAS

El CARDIOVIT AT-102 G2 incluye una pantalla en color de 8" con teclas de función táctiles. Además, el teclado alfanumérico sellado garantiza su fácil limpieza, haciéndolo muy adecuado para la rutina clínica diaria. La tecnología Smart Battery garantiza más de 8 horas de registro de ECG.

La comunicación bidireccional permite acceder fácilmente a los datos y la transmisión rápida de informes de ECG a los sistemas EMR/HIS. La conectividad Wi-Fi y LAN estándar, junto con la revisión del ECG en pantalla y una gran memoria, permite trabajar sin papel y ahorrar costes. Cuando se necesita un informe impreso, puede imprimirse un registro personalizable en la impresora térmica A4 de alta resolución integrada.

GRAN EFICIENCIA PARA CUALQUIER FLUJO DE TRABAJO

La adquisición de ECG nunca ha sido más sencilla ni más rápida: puede introducir o descargar los datos del paciente a través de una lista de trabajo o PDQ, adquirir el ECG, grabar, imprimir y transmitir los datos en 20 segundos utilizando una única tecla de navegación.



EN 3 SENCILLOS PASOS

- 1: Introducción o descarga de los datos del paciente.
- 2: Comprobación de la calidad de la señal, detección de inversión de derivaciones y realización del ECG
- 3: Revisión del ECG antes de guardarlo, exportarlo o imprimirlo.

LA MEJOR CALIDAD DE SEÑAL Y LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

En el CARDIOVIT AT-102 G2 se han implantado los algoritmos más avanzados de SCHILLER:

ECG PEDIÁTRICO: Gracias a una frecuencia de muestreo muy elevada y una amplia banda de frecuencias de hasta 250 Hz, el CARDIOVIT AT-102 G2 ofrece una calidad de señal óptima para ECG pediátricos.

RITMO REPOSO: Con el CARDIOVIT AT-102 G2, puede registrarse el ritmo reposo de hasta 10 minutos. Se pueden recibir, almacenar e imprimir registros en formato comprimido, tendencia FC y eventos, así como transmitirlos a HIS/EMR en formato PDF, DICOM o HL7.

Impresora térmica A4 de alta resolución integrada

Teclado alfanumérico sellado, fácil de limpiar y muy higiénico

Teclas de función táctiles

Las teclas de navegación consiguen una gran eficiencia para cualquier flujo de trabajo

Organice y guarde tanto los objetos del hospital como los personales en la bandeja

Las ruedas deslizantes y un asa situada justo a la altura adecuada permiten desplazarlo con suavidad y comodidad



ECG ESFUERZO: El CARDIOVIT

AT-102 G2 puede realizar opcionalmente ECG esfuerzo básico con una amplia selección de protocolos para tapices rodantes y ergómetros. La revisión completa y el informe de la prueba están disponibles con tendencias, tabla de pasos, plantilla de interpretación y lista de eventos. Los datos del ejercicio también pueden transmitirse a HIS/EMR en distintos formatos.

ETM CON ETM DEPORTES: Uno de los programas de interpretación simultánea de ECG de 12 derivaciones más famosos de la industria para conseguir una calidad y una fiabilidad absolutas.

ETM Deportes es el primer módulo automatizado de interpretación de ECG de atletas basado en los Criterios de Seattle.

CCAA: El Culprit Coronary Artery Algorithm de SCHILLER se usa en los servicios de urgencias y fuera del hospital siempre que se necesita tomar una decisión rápida sobre el dolor en el pecho. Localiza el lugar de la obstrucción en la arteria coronaria y el tamaño del área cardíaca en riesgo.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125040 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Article no.: 2.500769
2018/04, ES



SCHILLER
The Art of Diagnostics