


WelchAllyn®

Pocket LED de Welch Allyn Otoscopios, oftalmoscopios y sets

Máximo rendimiento y durabilidad en un set compacto
y fácil de transportar.



Explore a sus pacientes con estilo gracias a las herramientas de diagnóstico de alto rendimiento de Welch Allyn



Elija entre cuatro colores distintos para su equipo:



Ónix



Ciruela



Blanco



Cian

Personalícelo a su gusto con nuestro kit de accesorios*.



Protectores de mango y de ventana del otoscopio Pocket LED de Welch Allyn

También disponibles en sets:

Sets de Pocket LED de Welch Allyn con estuche blando



Sets de Pocket Plus LED de Welch Allyn con estuche rígido



* El set de Pocket Plus LED incorpora los accesorios estándar en los cuatro colores.

El otoscopio Pocket Plus LED incorpora los accesorios en color blanco y el color elegido del equipo.

El oftalmoscopio Pocket Plus LED incorpora los protectores de mango en color blanco y el color elegido del equipo.

Otoscopio Pocket LED de Welch Allyn

- El otoscopio de bolsillo más duradero que existe en el mercado actual según las rigurosas pruebas de caídas efectuadas frente a la competencia.
- Su portabilidad le permite afrontar con éxito todos los retos que aparecen al tratar a sus pacientes.
- El otoscopio más ligero de Welch Allyn, para la comodidad y el control que necesita.
- Luz fría proyectada por fibra óptica sin reflejos ni obstrucciones.



Otoscopio Pocket Plus LED

Las mismas características del otoscopio Pocket LED, y además:

- Hasta seis lúmenes mayor intensidad lumínica
- Garantía de 5 años

Oftalmoscopio Pocket LED de Welch Allyn



- Con la tecnología LED SureColor™ de Welch Allyn, diseñada para proporcionar la luz exacta necesaria para la oftalmoscopia
- El oftalmoscopio más ligero de Welch Allyn para la mayor portabilidad y facilidad de uso
- Uno de los oftalmoscopios más duraderos y compactos del mercado; diseñado para ser una herramienta fiable para su consulta




Oftalmoscopio Pocket Plus LED

Las mismas características del oftalmoscopio Pocket LED, y además:

- Interruptor de filtro de luz de densidad neutra para eliminar prácticamente por completo los reflejos corneales
- Apoyo suave de goma para las cejas, para una mayor comodidad durante la exploración
- Garantía de 5 años

Tecnología LED SureColor de Welch Allyn

LED SURECOLOR™
DE WELCH ALLYN



La diferencia del LED de Welch Allyn

Con el equilibrio perfecto de temperatura de color, rendimiento cromático (CRI) y brillo, hemos optimizado los LED en los instrumentos para oftalmología y ORL, ofreciéndole los beneficios de la luz LED y sin cambiar la forma de visualización que usted domina para el diagnóstico.

- Las bombillas LED de Welch Allyn tienen una vida útil estimada de hasta 20.000 horas.
- Las bombillas LED de Welch Allyn muestran el color real del tejido, con claridad y definición del canal auditivo y del fondo de ojo.
- Eliminan la necesidad de bombillas de sustitución.

Para obtener más información sobre los otoscopios, oftalmoscopios y sets de Pocket LED y Pocket Plus LED, póngase en contacto con su distribuidor de Welch Allyn, o visite www.welchallyn.es.

Welch Allyn Iberia
C./ General Varela, 35
28020 Madrid, España
Telf: +34 91 299 03 76 Fax: +34 91 425 26 79

WWW.WELCHALLYN.ES

WelchAllyn®